

SI PRATIQUE



LIVRET UTILISATION POMPE D-*mine*®

Pompe ambulatoire par voie sous-cutanée pour Dopaceptin® 5 mg/ml, solution pour perfusion, indiquée dans le traitement de la maladie de Parkinson



PERFUSION SOUS-CUTANÉE

Pompe D-*mine*®

d'un set de perfusion, la pompe administre l'apomorphine en continu. Ce **perfusion continue sous-cutanée d'apomorphine (PCSA)**.

administration, le médicament est transféré du flacon vers le réservoir de la pompe est effectué automatiquement par la pompe.

And à la quantité d'apomorphine administrée automatiquement tout au long de la journée en fonction des besoins du patient, il est paramétré par un professionnel de santé **mine**. Les réglages du débit basal pour un jour sont appelés le **profil de**

une administration d'apomorphine supplémentaire. Il permet, en cas de l'apomorphine en appuyant sur le **bouton de bolus**. La dose et le nombre de bolus sont configurés par un professionnel de santé.

logie du médicament à l'aide des **paramètres de délivrance**. Le patient doit être accompagné par un professionnel de santé.


pe

paramétrée à la dose prescrite par un personnel médical spécialisé et les paramètres sont configurés conformément aux instructions d'utilisation du système de pompe.


contrôle l'administration du médicament. Elle fonctionne uniquement avec la pompe D-mine.

tateur, l'ensemble de perfusion et le flacon avec le médicament sont fournis dans des emballages. Ces éléments ne peuvent pas être utilisés si leur emballage est endommagé.


s ne doivent pas être réutilisés.



adaptateur
fiche ur



sacoche avec



BOUTON DE BOLUS

Le bouton de bolus permet l'administration rapide d'un bolus.

BOUTONS DE FONCTION

Trois boutons de fonction sont disponibles pour commander la pompe. Ceux-ci sont situés en dessous de l'écran. La signification des trois boutons de fonction change selon les commandes nécessaires pour la fonction sélectionnée.

BOUTON DE DÉVERROUILLAGE DU RÉSERVOIR

Lors de l'insertion du réservoir dans la pompe, un clic audible indique qu'il est correctement enclenché. Le réservoir peut être déverrouillé et retiré en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé sur le côté droit de la pompe.

I. VÉRIFICATIONS D'USAGE

Sur l'écran principal, à l'aide des indications affichées, vérifiez les points suivants :

- l'heure réglée est correcte
- l'appareil ne présente pas de dysfonctionnement
- les paramètres de délivrance affichés sont corrects
- l'administration du médicament est arrêtée (la zone de texte de l'écran est grisée)

II. PRÉPARATION DU MATÉRIEL

- un nouveau flacon de Dopaceptin® 5 mg/ml, solution pour perfusion
- un nouveau réservoir D-mine®
- un nouveau set de perfusion
- la station d'accueil pour placer la pompe verticalement
- des compresses désinfectantes et un pansement

III. CONNEXION ET REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR

1. Préparation d'un nouveau réservoir D-mine®

Lavez-vous soigneusement les mains avant de manipuler les éléments stériles.

N'utilisez jamais un réservoir dont l'emballage est endommagé. Le réservoir ne serait plus stérile et pourrait être contaminé.



Retirez le réservoir de l'écran



2. Insertion du réservoir


Insérez le réservoir, puis appuyez sur le bouton de la pompe. L'ouverture de la pompe et le réservoir s'enclenchent.



La pompe identifie la présence du réservoir. Si la pompe détecte pas s'il est vide, il doit d'abord être rempli. Assurez-vous que l'ouverture de la pompe et le réservoir sont correctement enclenchés avant de commencer le remplissage.

gement prévu à cet effet

toute la durée de remplissage.



5. Pompe munie du réservoir et de flacon

Le réservoir et de : sur le haut du flacon, leur s'encleanche sur le .



Appuyez sur pour démarrer le remplissage. L'appareil va prélever le médicament du flacon vers le réservoir.

6. Retrait du flacon

La pompe vous avertit par un signal sonore lorsque le réservoir est plein. Assurez-vous que c'est le cas et appuyez sur .

Saisissez le flacon au niveau de l'adaptateur et retirez l'ensemble en dévissant vers la droite et en tenant la pompe horizontalement.




IV. AMORÇAGE ET DÉBUT DE LA PERFUSION

1. Connexion du set de perfusion


Retirez de l'emballage un set de perfusion adapté et raccordez-le au réservoir de la pompe.

Assurez-vous que le set de perfusion soit bien serré.




2. Mise en place de la pompe avec le set de perfusion sur la station d'accueil

La pompe doit rester verticale pour que l'air puisse être évacué du réservoir.



4. Préparation du site de perfusion

Les sites d'administration de l'administration d'apomorphine




Il est recommandé de changer le site de perfusion après chaque perfusion de la peau.

l'aiguille
ez l'aiguille du cathéter
pour fixer le set de
bulure sur la peau avec
une boucle



7. Comment porter la pompe

Placez la pompe dans la sacoche dédiée. La sacoche permet de porter la pompe en toute commodité en bandoulière au niveau du buste ou à la taille.



de l'administration du

administration du médicament
ction.
sion, appuyez pendant
émarrer.
appuyez pendant environ

nt de la pompe

du corps.
u réservoir et jetez-le.

Dans le menu **paramètres de délivrance**, sélectionnez « **débit basal : détails** ».

Appuyez jusqu'à ce que l'heure de base souhaitée s'affiche. Appuyez sur **Modifier** et entrez le code de validation.

Confirmez l'heure de début et l'heure de fin de chaque période basale en appuyant sur **✓**.

Réglez le débit basal de chaque période basale puis validez en appuyant sur **✓**.

Débit basal de la période basale 1	Début ... h ...	Fin ... h ...
Débit basal de la période basale 2	Début ... h ...	Fin ... h ...
Débit basal de la période basale 3	Début ... h ...	Fin ... h ...
Débit basal de la période basale 4	Début ... h ...	Fin ... h ...
Débit basal de la période basale 5	Début ... h ...	Fin ... h ...


2. Réglage du bolus

Le bolus dispose de trois réglages :

- la dose de bolus
- le nombre de bolus maximal autorisé par jour
- le temps de verrouillage minimal après administration d'un bolus

Dans le menu, accédez aux paramètres de délivrance puis, sélectionnez bolus puis appuyez sur **✓**. Appuyez sur **Modifier** et entrez le code de validation.

Effectuez les réglages de bolus de la même manière que pour la préparation précédant la première utilisation.



Il est recommandé de noter les paramètres paramétrés dans un table

3. Administration d'un bolus

Pour administrer un bolus dédié et maintenez-le sur le bouton sonore « OK » jusqu'à ce que le signal sonore « OK » s'arrête.



La pompe indique la fin de l'administration de bolus en affichant « Terminé » et un signal sonore « Terminé ».

La fonction de bolus est

- lorsque le temps de verrouillage n'est pas encore écoulé
- lorsque le nombre de bolus déjà administrés n'a pas atteint la limite maximale
- lorsque la quantité de bolus administrés ne suffit pas pour atteindre la dose prescrite

- n'utilisez pas de produit de nettoyage à base d'alcool ou de solvants

2. Stockage

Conservez la pompe D-mine® et ses accessoires dans des conditions normales de stockage.

Arrêtez l'administration du médicament, détachez la pompe et retirez la batterie de la pompe. L'emballage de la pompe permet de conserver tous les composants en sécurité jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau utilisés.

STOCKAGE

Pompe D-mine® :

avec un chiffon humide et séché

AVERTISSEMENTS

100 %		Batterie ok		Alarme
75 %		Batterie en charge		Remarque
50 %		Avertissement Batterie presque vide		Message d'avertissement
25 %		Alarme Batterie vide		Bolus déverrouillé
amples-25 %				Bolus verrouillé
mpissage %				Administration en cours

Poids	pompe réservoir vide	14 22 g
Température	en service (chargement de la batterie compris) conservation (transport compris)	de - de -
Humidité de l'air	en service conservation	de 1 de 7
Pression atmosphérique	en service conservation	jus- de 7
Alimentation	batterie rechargeable	sau- Lith CP 3,7 650 2,4
Durée de vie d'une batterie	station d'accueil fonctionnement classique avec un chargement nombre de chargements	100 50- 2,4 7 jo 300
Historique	affichage lecture	3 jo 800 125 max

IX. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Classe	CLADIMED	Code GMDN	Code article	Conditionnement
Classe IIb	C54D A99	61514	64014FR-01	1 boîte contenant : 1 po 1 station d'accueil, 2 ba rechargeables

Distribution en France

EVER pharma France
27 rue Joannès Carret, 69009 Lyon
Tél. 09 72 58 65 09
Mail. info.fr@everpharma.com

Plateforme logistique
Eurodep Pharma
Rue Copernic - ZAC d
77290 Mityry-Mory

Les données personnelles collectées et traitées par EVER Pharma France dans le cadre de ses relations avec les professionnels de santé sont enregistrées et réservées à l'usage du ou des services concernés. Vous pouvez vous adresser à nos services clients pour obtenir plus d'informations sur nos politiques de confidentialité et de protection des données. Les données de EVER Pharma France par courrier AR pour obtenir communication et, le cas échéant, informations personnelles vous concernant.

EVER Pharma France s'engage à respecter les règles déontologiques et les principes énoncés dans la charte de la promotion par démarchage ou prospection visant à la promotion du médicament, l'interdiction à remettre en cause les avantages aux professionnels de santé.

Pompe D-*mine*[®]